

SELECTION®

ORTHÈSE DÉVIATIONS ULNAIRES

Améliorer la position des doigts pour une meilleure fonction de la main et donc une prise fonctionnelle.



- Conception à profile bas
- Rencontre la forme et les contours de la main.
- Tissu respirant.
- Le tissu peut être coupé.
- Fixation facile.
- Peut être porté avec l'Orthèses de Poignet de SELECTION.
- Lavable en machine.

Distribué au Canada par:



Produits Orthopédiques Professionnels

Sans Frais: 1-866-334-4441

csr@poportho.com

www.poportho.com

SELECTION®

DÉVIATION ULNAIRE



SELECTION® L'orthèse déviations ulnaires est conçu pour améliorer la position des doigts afin d'assurer une meilleure fonction de la main et donc une prise fonctionnelle.

Cette orthèse à main est exclusivement conçue et produite en utilisant notre tissu unique de sélection à trois couches. Avec sa conception à profil bas, elle répond aux contours de la main, sans entraver la fonction. Le tissu peut être coupé sans effiloché et permet donc une personnalisation supplémentaire si nécessaire. La surface de fixation facile permet de placer le crochet n'importe où sur l'orthèse pour optimiser la traction directionnelle nécessaire. L'orthèse est conçue de sorte que le matériau s'étend loin jusqu'au côté ulnaire au 5ème MCP pour soutenir la meilleure direction possible de traction et distribuer la pression.

L'orthèse de déviation ulnaire soutient les arches de la main tout en fournissant un réalignement, une stabilisation et peut contribuer à la gestion de la douleur.

Si vous devez fournir une stabilisation du poignet à votre patient, cette orthèse peut également être portée en combinaison avec une Orthèse de Poignet de SELECTION. Des renforts spécialement conçus de plastique à basse température (non revêtus) adhèrent directement à l'orthèse si nécessaire.



Utilisation prévue

Pour les patients atteints de maladies inflammatoires et dégénératives, telles que la polyarthrite rhumatoïde, ce qui a entraîné une déviation ulnaire. L'orthèse SELECTION Déviation Ulnaire peut également être utilisée pour les articulations hypermobile et les muscles faibles pour assurer la stabilité. Non destiné à être utilisé avec des contractures fixes dans la main.



No. d'art. Côté gauche	Art. no. Droit	Taille	Circonférence MCP 2-5
35218 1010	35218 2010	T-Petit	13 - 16 cm
35218 1011	35218 2011	Petit	16 - 19 cm
35218 1012	35218 2012	Moyen	19 - 22 cm
35218 1013	35218 2013	Grand	22 - 25 cm

Distribué au Canada par:



Produits Orthopédiques Professionnels

Produits Orthopédiques Professionnels

Sans Frais: 1-866-334-4441
csr@poportho.com
www.poportho.com

Fabriqué par:

ALLARD INTERNATIONAL

Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg SWEDEN
info@allardint.com