

EP-21G ORTHÈSE ÉPICONDYLITE “EPITEC FIX”

Caractéristiques:

Conçu à l'extérieur avec des matériaux molletonnés de grande résistance et à l'intérieur avec un cœur en thermoplastique malléable et adaptable, et avec des points en silicone qui adhèrent à la peau en faisant pression. Facilement réglable grâce à la sangle de fermeture et à la bande élastique.

Fonction:

Décharge, compression et protection

Design bilatéral s'ajuste au poignet gauche ou droit

ITEM	TAILLE
EP-21G	UNIVERSEL

Indications:

- Préventions des lésions au travail et au sport
- Épicondylite (coude de tennis)
- Épitrôchléite (coude du golfeur)



Avec les courroies EPITEC FIX, la pression est appliquée à travers un coussin viscoélastique avec des points d'ajustement spéciaux. Positionné correctement, il se agit de réduire la force de traction qui résulte de l'insertion du tendon musculature épicondyle; atteindre cet objectif à travers de l'orientation des fibres musculaires.