

NOUVEAU
DESIGN

EVO®

Laçage Rapide Chevillère



La prochaine étape de technologie de support de la cheville

La chevillère EVO au Laçage Rapide est une étape évolutive dans la protection de cheville. Avec son design unique de courroie et chausson, le EVO au Laçage Rapide fournit plus de contrôle inversion / éversion et plus de contrôle contre les entorses syndesmose que la chevillère ASO au Laçage Rapide. En plus, les nouvelles améliorations offrent un support et confort supérieur.

Lacets de Vitesse

Conception de la fermeture à laçage rapide propose une application plus rapide et plus facile.



Chausson dynamique

Le chausson en plastique interne fournit une compression circumférentielle autour de l'articulation tibiofibulaire distale. Le chausson dynamique augmente la compression circumférentielle pendant que les courroies stabilisantes commencent à restreindre l'inversion ou éversion du calcanéum (talon).



Courroies de stabilisation

Comme la chevillère ASO Laçage Rapide, les courroies stabilisatrices de nylon forment un huit complet pour aider à stabiliser les articulations talocrural et sous-astragalienne.

Courroie de l'étrier

La courroie d'étrier intérieure est garnie d'un matériau "Skinloc" et ancrés au chausson plastique interne pour mieux saisir le calcanéum (talon) et résister à inversion ou éversion de la cheville.



Doublure intérieure du chausson enlevé sur la photo ci-dessus pour révéler le système manchon en plastique.

Indications:

- Entorses en inversion/éversion de la cheville
- Entorses de la syndesmose de la cheville
- Instabilité médiale ou latérale de la cheville
- Instabilité de l'articulation astragalocalcanéenne

Design bilatéral s'ajuste au pied gauche ou droit

Noir	Taille	Circ. Cheville*
264111	x-small	10" - 11"
264112	small	11" - 12"
264114	medium	12" - 13"
264115	large	13" - 14"
264116	x-large	14" - 15"
264117	xx-large	15" - 16"

Mesurant votre Circonférence de Cheville, tel que l'image

