



## Orthèse Positionnement Fonctionnel

*Produits Orthopédiques Professionnels*

- L'orthèse Positionnement Fonctionnel fournit l'appui approprié au poignet et au pouce tout en permettant aux doigts de se reposer confortablement sur la plate-forme capitonnée prolongée.
- Composé d'un plastique de polyéthylène linéaire hypoallergénique, recouvert de mousse avec une languette dorsale rembourrée permettant d'offrir une protection rigide comme un plâtre et assurer un confort maximum au patient.
- Plus avantageux que les plâtres car elle s'ajuste facilement, lui permettant de diminuer correctement l'œdème.
- L'orthèse est radiotransparente.
- Utilisation simple à l'aide de ciseaux et d'un pistolet à air chaud.
- Chaque orthèse est munie d'une stockinette double pré-cousue.

### Indications:

- Attelle de positionnement fonctionnelle
- Immobilisation de fracture post-plâtres
- Support après transfert de tendon
- Post-AVC (Accident Vasculaire Cérébral)



Gauche	Droit	Taille	M-P* Diamètre	Circonférence Poignet	Avant-bras	Longueur de l'orthèse
FPO-LSM	FPO-RSM	Petit	2¾ - 3¼	6 - 7	8 - 10	5
FPO-LMD	FPO-RMD	Moyen	3¼ - 3¾	7 - 8	10 - 12	5½
FPO-LLG	FPO-RLG	Large	3¾ - 4	8 - 9	12 - 14	6¼

**Produits Orthopédiques Professionnels**  
 Tél: 1-866-334-4441  
 Télécopieur: 1-888-484-4431  
 csr@poportho.com  
 www.poportho.com