

OS6240 CHEVILLÈRE ÉLASTIQUE AVEC INSERTS DE GEL

Caractéristiques:

Fabriquée en tissu élastique respirant, « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant. Souple et très résistante, elle offre plus de confort et permet un ajustement anatomique en 3-dimension; ses inserts viscoélastiques redistribuent la compression du bandage sur les tissus mous situés autour de la malléole (proéminence osseuse sur le côté de la cheville).

Fonction:

L'effet massant exercé par le matériau de compression et les inserts contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes. Le tissu est plus souple dans la zone du talon afin d'éviter toute oppression et compression indésirables.

Indications:

- Instabilités légères de la cheville
- Inflammations d'origine traumatique ou dues à une pathologie antérieure
- Irritation post-opératoire ou posttraumatique
- Tendinomyopathies
- Support et protection dans les activités professionnelle et sportive



Design bilatéral s'ajuste au cheville gauche ou droit

ITEM	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU CHEVILLE EN CM
OS6240-SM	PETIT	17 - 20
OS6240-MD	MOYEN	20 - 23
OS6240-LG	GRAND	23 - 26

