

THORACIQUE LOMBAIRE SACRÉ

Caractéristiques:

Orthèse modulaire avec mise en place rapide et facile, sans besoin d'outils, 100% adaptable à la morphologie du patient et évolutive; en retirant la partie rigide de l'orthèse, elle devient une orthèse lombo-sacrée semi-rigide avec un système de poulies. Composée de sangles avec clips crocodile permettant une propulsion des épaules vers l'arrière, d'un support textile assurant la contention lombo-sacrée, et d'une attelle offrant immobilisation et correction posturale.

SANS LATEX.

Fonction:

- Immobilisation/stabilisation de la zone lombaire et dorsale (T7-S 1) et protection contre les mouvements inappropriés.
- Limite l'amplitude des mouvements de la colonne dorso-lombaire.
- Sangles dorsales pour maintenir une posture anti-cyphotique correcte.



Indications:

- Spondylarthrose
- Ostéoporose
- Fractures vertébrales stables (par compression)
- Ecrasement/tassement vertébral
- Maladie dégénérative des disques
- Postopératoire (arthrodèse vertébrale spondylose kyphoplastie ; discectomie)
- Traitement des métastases vertébrales
- Spondylolyse / Spondylolisthésis
- Sténose foraminale
- Soutien dorsal prophylactique



CODE	TAILLE
TLSO-CM-UNI	UNIVERSEL