

## TOB-500N SUPPORT DE CHEVILLE ÉLASTIQUE CROISÉ



### Caractéristiques:

Support de cheville en style de chaussette de matériau élastique souple et très résistant avec une bande élastique en forme de huit.

### Fonction:

Immobilisation

### Indications:

- Blessures mineures.
- Luxations.
- Comme précaution pendant les activités sportives

Aussi disponible en couleur beige



Design bilatérale pour la cheville gauche ou droit

NOIR	BEIGE	TAILLE	CIRCONFÉRENCE DU MALLÉOLE EN CM
TOB-500N-XS	TOB-500B-XS	TRES PETIT	< 19
TOB-500N-SM	TOB-500B-SM	PETIT	19 - 20
TOB-500N-MD	TOB-500B-MD	MOYEN	20 - 23
TOB-500N-LG	TOB-500B-LG	GRAND	23 - 25
TOB-500N-XL	TOB-500B-XL	TRES GRAND	> 25

